



**A Rugsteun** 814726

**B Stokhouder voor Olympos** 814040

**C Eenzijdige beremming** 814026

**D Winter accessoires - verkrijgbaar in 3 verschillende designs**

**E Naamplaatje** 814024



**F Kleine tas** 814046

**G Transporttas** 814042

**H Bidonhouder** 814043

**I Slot** 814023

**J Ice Spurs, maat M (36 - 41) maat L/XL (41 - 49)**



**K Zuurstoffleshouder** 814009

**L LED lampje** 814006

**M Paraplu** 814735



Preston Ability

## Speciaal ontworpen voor buitengebruik

- De banden zijn gemaakt van zacht rubber voor comfortabel lopen over oneffen terrein
- Afsluitbaar boodschappennetje belastbaar tot maximaal 10kg!
- Stabiliteit blijft bij inklappen behouden.
- Eenvoudig inklapbaar, de rollator vouwt horizontaal samen
- Uitstekend geschikt voor gebruikers die per auto, taxi, bus of vliegtuig reizen.

## Uitstekende remmen, stapsteun en anti stootrand

- Veilig in gebruik en eenvoudig over drempels te verplaatsen dankzij de stapsteunen op de achterwielen
- Neemt weinig plaats in en is zeer praktisch in het vervoer
- Remmen zijn eenvoudig bedienbaar



# TUPRO OLYMPOS



- Voorzien van ruim afdekbaar boodschappennetje maximaal belastbaar tot 10kg!
- Loopt erg comfortabel over oneffen terrein dankzij de comfort rubberen banden!
- Ideaal voor buitengebruik zoals boswandelingen!
- Materiaal kan tegen alle weersomstandigheden zoals kou en regen!
- Staat stevig op zijn wielen als de rollator is samen gevouwen!



### Topro Olympos

### Rollator

### Rollator

Maat	M Medium	S Small
Kleur	Donker grijs	Zilver
Gebruikerslengte	150 - 195 cm	135 - 170 cm
Maximaal gebruikersgewicht	150kg	150kg
Hoogte handgrepen	76 - 95 cm	70 - 89 cm
Maximale lengte	76 cm	72 cm
Maximale breedte	69 cm	65 cm
Afstand tussen de handgrepen	50 cm	46 cm
Zithoogte	60 cm	53 cm
Draaicirkel	94 cm	86,5 cm
Diameter wielen	27,5 cm	22,5 cm
Breedte wielen	22,5 mm	20 mm
Handgrepen	Anatomisch	Anatomisch
Grijpafstand remhendel	65 mm	65 mm
Hoogte opgevouwen	86 cm	78 cm
Breedte opgevouwen	27 cm	27 cm
Lengte opgevouwen	76 cm	72 cm
Gewicht	8,6 kg	8,0 kg
Artikelnummer	814300	814305