

Accessoires voor de Topro Troja 2G



A Dienblad 814728


B Anti slip matje voor dienblad 814059

C Eenzijdige beremming 814026

D Winter accessoires - verkrijgbaar in 3 verschillende designs

E Naamplaatje 814024

F LED lampje 814608



G Stokhouder 814025


H Rugsteun voor Troja 2G 814607

I Bidonhouder 814043

J Slot 814023

K Ice Spurs, maat M (36 - 41) maat L/XL - (41 - 49)

L Paraplu 814735



M Zuurstoffleshouder 814009

N Mandje 814016

O LED verlichting inclusief val alarm (standaard op Premium model) 814609

P Transporttas 814042

Q Handvat voor begeleiding van blinden/slechtzienden 814014

R Kleine tas 814046



TROJA 2G

... THE SECOND GENERATION



Preston Ability

TOPRO
www.prestonability.nl

Troja 2G

Rollator voor gebruik binnen en buiten

Eenvoudig inklapbaar, beperkte ruimte bij opslaan

- Trek aan het koord in het zijje en de rollator vouwt horizontaal samen.
- De duwstangen kunnen compact in het frame worden geschoven.
- Stabiliteit blijft bij inklappen behouden.
- Neemt weinig plaats in en is zeer praktisch in het vervoer
- Uitstekend geschikt voor gebruikers die per auto, taxi, bus of vliegtuig reizen.

Een Europese test winnaar

De nieuwe TOPRO Troja 2G neemt een voorsprong op de concurrentie als het gaat om veiligheid, flexibiliteit en comfort. Zijn voorganger, de TOPRO Troja Classic werd als winnaar gekozen van de Duitse "Stiftung Warentest" editie 9 / 2005. Sindsdien is TOPRO bezig geweest met de ontwikkeling van de Troja 2G op basis van onderzoek en feedback van gebruikers en therapeuten. Het resultaat is de 2e generatie TOPRO Troja met nog meer gebruiksvriendelijke functies, een hoge focus op veiligheid, flexibiliteit en comfort.



Topro Troja 2G

Rollator

Rollator

Maat	M Medium	S Small
Kleur	Blauw grijs	Zilver
Gebruikerslengte	150 - 200 cm	135 - 170 cm
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg	125kg
Hoogte handgrepen	78 - 100 cm	67 - 86 cm
Maximale lengte	65 cm	65 cm
Maximale breedte	61 cm	61 cm
Afstand tussen de handgrepen	47 cm	47 cm
Zithoogte	62 cm	54 cm
Draaicirkel	84 cm	84 cm
Diameter wielen	20 cm	20 cm
Breedte wielen	36 mm	36 mm
Handgrepen	Ergonomisch	Ergonomisch
Grijpafstand remhendel	65 mm	65 mm
Hoogte opgevouwen	81,5 cm	75,5 cm
Breedte opgevouwen	24 cm	24 cm
Lengte opgevouwen	66 cm	66 cm
Gewicht	7,9 kg	7,6 kg
Artikelnummer	814600	814601



* Zachte comfort banden



* Premium uitgevoerd met LED verlichting en valalarm



* Luxe boodschappentas met opbergvakken



* Ergonomische handgrepen voorzien van bel



TROJA 2G
... THE SECOND GENERATION



Topro Troja ... the second generation standaard voorzien van:

- **Quick release (verwijderbare) comfort rubber banden!**
- **Luxe afneembare boodschappentas!**
- **Ergonomische handgrepen!**
- **Rondom reflectoren!**
- **Bel!**
- **Gesloten remhendels!**
- **In hoogte verstelbare handgrepen met memory functie!**
- **Comfortabele zitting belastbaar tot 150 kg (M) of 125 kg (S)!**
- **Geïntegreerde adapter voor de bevestiging van verschillende opties!**
- **Makkelijk te kantelen over stoepranden en obstakels vanwege drempelhelp!**