

Accessoires voor de Topro Troja Classic

TOPRO
TROJA CLASSIC



A Dienblad	814728
B Anti slip matje voor dienblad	814059
C Eenzijdige beremming	814026
D Winter accessoires - verkrijgbaar in 3 verschillende designs	
E Naamplaatje	814024
F LED lampje	814006



G Stokhouder	814025
H Rugsteun	814726
I Bidonhouder	814043
J Slot	814023
K Ice Spurs, maat M (36 - 41) maat L/XL (41 - 49)	
L Paraplu	814735



M Zuurstoffleshouder	814009
N Luxe afneembare boodschappentas met schouderband	814622
O Luxe boodschappentas	814140
P Transporttas	814042
Q Kleine tas	814046
R Onderarmschalen - verkrijgbaar voor Troja Extra Small, Small en Medium	



Preston Ability

TOPRO
www.prestonability.nl

Troja Classic
Rollator voor gebruik binnen en buiten

Eenvoudig inklapbaar, beperkte ruimte bij opslaan

- Trek aan het koord in het zijje en de rollator vouwt horizontaal samen.
- De duwstangen kunnen compact in het frame worden geschoven.
- Stabiliteit blijft bij inklappen behouden.
- Neemt weinig plaats in en is zeer praktisch in het vervoer
- Uitstekend geschikt voor gebruikers die per auto, taxi, bus of vliegtuig reizen.

Een Europese test winnaar

De TOPRO Troja Classic werd als winnaar gekozen van de Duitse "Stiftung Warentest" editie 9 / 2005. Een elegante en praktische lichtgewicht rollator dankzij het aluminium frame en kunststof verbindingstukken. Veilig in gebruik en eenvoudig over drempels en stoepen te verplaatsen door de handige stapsteun op de achterwielen van de Troja Classic. Medium model is geschikt voor gebruikers met een maximum gewicht van 165kg!



TOPRO TROJA

De Topro Troja Classic Medium is verkrijgbaar in verschillende kleuren:

- Goud
- Zilver
- Parelmoer
- Zwart



Topro Troja Classic

Rollator

Rollator

Rollator

Maat	M Medium	S Small	X Extra Small
Kleur	Donker grijs	Zilver	Zilver
Gebruikerslengte	150 - 200 cm	135 - 170 cm	125 - 160 cm
Maximaal gebruikersgewicht	165kg	125kg	80kg
Hoogte handgrepen	78 - 100 cm	67 - 86 cm	63,5 - 79 cm
Maximale lengte	65 cm	65 cm	65 cm
Maximale breedte	61 cm	61 cm	51,5 cm
Afstand tussen de handgrepen	47 cm	47 cm	37 cm
Zithoogte	62 cm	54 cm	52 cm
Draaicirkel	84 cm	84 cm	84 cm
Diameter wielen	20 cm	20 cm	20 cm
Breedte wielen	36 mm	36 mm	36 mm
Handgrepen	Anatomisch	Anatomisch	Anatomisch
Grijpafstand remhendel	65 mm	65 mm	65 mm
Hoogte opgevouwen	80 cm	74 cm	65 cm
Breedte opgevouwen	24 cm	24 cm	25 cm
Lengte opgevouwen	66 cm	66 cm	66 cm
Gewicht	7,4 kg	7,1 kg	6,6 kg
Artikelnummer	814750	814770	814745

Alleen verkrijgbaar in de maat Medium!

Tijdelijk verkrijgbaar: Topro Troja Dutch Limited Edition



- De Troja Dutch Limited Edition is standaard voorzien van luxe boodschappentas en rugsteun. Zolang de voorraad strekt.